


## 【防水テープの貼り方】

①



紙側を表に向け切れ目から小さい方の紙を剥がす

②



剥がした部分の端を持ち大きい方の紙を剥がす

③



テープ面の端を持ち傷口に貼る



④




矢印の方向からビニール部分をゆっくり剥がす

**注**：空気が入らないようテープを密着させる



※指に貼る場合 ① ②の手順は同様

③



テープの矢印を手前に横端を持ち傷口に貼る

④



矢印の方向からビニール部分をゆっくりと剥がす

△注：空気が入らないようテープを密着させる

※テープ貼付後 手洗いは可能です

水仕事の際はゴム手袋をご使用ください

入浴時、湯船につける動作はお控えください

テープが剥がれかけた場合は新しいものに貼り替えてください